

## Granul. Zylinder i.U. UD

<b>Abnahmevorschrift</b>	Es wird die Einsendung von >10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen.
<b>Material</b>	Urin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:09