

Vanillinmandelsre. (pro d)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 31.08.2023 (Kre) Gewinnung von 24-Std.-Sammelurin unter Vorlage von 10ml 25%iger Salzsäure (im 2-Liter-Sammelgefäß) mit Angabe von Sammelmenge und Sammelzeit
Einheit	µmol/d
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Sammelurin (angesäuert)
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 40.0 9,0 - 33,5
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	29.11.2024 11:09