

Erythrozytenzylinder i.U. UD

Abnahmevorschrift	Es wird die Einsendung von >10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich
Klinische Hinweise	Bei diesen Zylindern sind Erythrozyten nicht nur in die Matrix eingelagert, sondern auch an die hyaline Zylinderoberfläche angeheftet. Erythrozytenzylinder sind der sichere Hinweis auf eine renoparenchymatöse Erkrankung und weisen gewöhnlich auf eine Glomerulopathie hin. Bei nur etwa 40% der Glomerulonephritiden werden Erythrozytenzylinder nachgewiesen.
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
letzte Änderung	18.03.2026 15:00