

Mittelwert Phosphat-Clearance

Abnahmevorschrift	<p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notwendiges Material: Serum-Monovette Sammelurin je Sammelperiode (in der Regel 2 mal 12 Stunden; Tag und Nacht) - folgende exakte Angaben notwendig: Alter / Geschlecht Körpergröße in cm Körpergewicht in kg Sammelzeit je Periode in Stunden Sammelmenge je Periode in mlBeachte: die Sammelperiode beginnt mit Blasenentleerung (diesen Urin verwerfen) und endet mit Blasenentleerung (diesen Urin zur Sammelmenge hinzufügen); jeder Urin innerhalb Sammelperiode muss gesammelt werden, exakte Angabe von Zeit und Menge notwendig - Beachte: Phosphatausscheidung stark abhängig von der Nahrungsaufnahme
Einheit	mL/s/1.72qm
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	0.09 - 0.27
Verfahren	Reaktion mit Ammoniummolybdat in schwefelsaurer Lösung und UV-photometrische Messung
letzte Änderung	29.11.2024 11:57