

Baso. Granulozyten (rel.)

| Einheit | % | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-----------------|------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | | | | | | | | | | |
| Material | EDTA-Blut | | | | | | | | | | |
| Probengefäß | EDTA-Monovette | | | | | | | | | | |
| Probenvolumen | 2.7 ml | | | | | | | | | | |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich | <table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 5T</td><td>0,0 - 2,0</td></tr><tr><td>5T - 9J</td><td>0,0 - 1,0</td></tr><tr><td>9J - 16J</td><td>0,0 - 2,0</td></tr><tr><td>> 16J</td><td>0,0 - 1,0</td></tr></tbody></table> | Alter | Referenzbereich | ≤ 5T | 0,0 - 2,0 | 5T - 9J | 0,0 - 1,0 | 9J - 16J | 0,0 - 2,0 | > 16J | 0,0 - 1,0 |
| Alter | Referenzbereich | | | | | | | | | | |
| ≤ 5T | 0,0 - 2,0 | | | | | | | | | | |
| 5T - 9J | 0,0 - 1,0 | | | | | | | | | | |
| 9J - 16J | 0,0 - 2,0 | | | | | | | | | | |
| > 16J | 0,0 - 1,0 | | | | | | | | | | |
| Verfahren | Elektronische Zählung | | | | | | | | | | |
| letzte Änderung | 29.11.2024 11:24 | | | | | | | | | | |