

Coproporphyrin i.U. (gesamt pro Tag)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 11.6.18 (La) Transport-und Abnahmebedingungen: Gewinnung von 24h-Sammelurin im lichtgeschützten Sammelgefäß, 10 ml (Urinmonovette) lichtgeschützt versenden
Einheit	nmol/d
Material	Sammelurin (lichtgeschützt)
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	Versand
Referenzbereich	21 - 119
letzte Änderung	19.05.2023 17:01