

## Kalium i.P.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung i.d.R. Serum -> im Ausnahmefall im Plasma (Li-Hep.-Monovette) -> siehe Indikation - Hämolyse führt zu falsch hohen Werten; - keine Vollblutlagerung im Kühlschrank (Nichtsichtbare-Hämolyse)!						
<b>Einheit</b>	mmol/L						
<b>Material</b>	Plasma (Li-Heparin)						
<b>Probengefäß</b>	Lithium-Heparinat-Monovette						
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert						
<b>Referenzbereich</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 18J</td><td>n.def.</td></tr><tr><td>&gt; 18J</td><td>3,4 - 4,5</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 18J	n.def.	> 18J	3,4 - 4,5
Alter	Referenzbereich						
≤ 18J	n.def.						
> 18J	3,4 - 4,5						
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:54						