

CID B-Zellen

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 04.01.2022 (Tie)</p> <p>Material: Vacutainer CPT-Vollblut</p> <p>Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänotypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden.</p> <p>Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf.</p>
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
Material	CPT System
Probengefäß	Vacutainer CPT System (BD)
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	Kommentar: Nicht CE-zertifiziert, Methode in Validierung.
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	10.06.2023 00:04