

## Heptacarboxyporphyrin i.U.(Konz)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Gewinnung von 24h-Sammelurin im lichtgeschützten Sammelgefäß oder Spontanurin, 10 ml (Urinmonovette) lichtgeschützt versenden
<b>Einheit</b>	nmol/L
<b>Material</b>	Sammelurin (lichtgeschützt)
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	Versand
<b>letzte Änderung</b>	24.08.2023 00:02