

## Demoxepam i.S. (LC-MS)

<b>Einheit</b>	mg/L
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 1.00 ther.Ber.: 0.5-0.74 Kommentar: ther. Bereich: 0.5-0.74 toxisch ab: 1.0
<b>Verfahren</b>	LC/MS
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:23